



### **Product description**

Order number	17.2112.200
Descrição do artigo	Minivette® POCT Heparina de lítio LH, volume nominal: 200 µl, preparo: Heparina, laranja, código de cor EU, 150 unid./pacote, 150 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Heparina
Código de cor	EU
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	laranja

### **Size**

Volume nominal	200 µl
----------------	--------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Minivette® POCT Heparina de lítio LH, 200 µl,  
desentupidor laranja, código de cor EU, 150  
unid./pacote**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Acetato de celulose (CA)  
Cor do produto transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Isento de látex sim  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1500  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 150  
Unidades por caixa 1500  
Unidades por palete 108000  
Profundidade da caixa interna 140 mm  
Largura da caixa interna 99 mm  
Altura da caixa interna 117 mm  
Profundidade da embalagem 513 mm  
externa  
Largura da embalagem 293 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 140 mm  
Volume da embalagem 0.021 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0011 kg  
Peso da embalagem externa 2.37 kg  
EAN da caixa interna 4038917337052  
EAN da embalagem externa 4038917337045

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**