




Product Specification

**Minivette® POCT EDTA K3, 20 µl, desentupidor
vermelha, código de cor EU, 200 unid./pacote**

Page 1



Product description

Order number	17.2113.020
Descrição do artigo	Minivette® POCT EDTA K3, volume nominal: 20 µl, preparo: K3 EDTA, vermelha, código de cor EU, 200 unid./pacote, 200 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K3 EDTA
Código de cor	EU
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	vermelha

Size

Volume nominal	20 µl
----------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Minivette® POCT EDTA K3, 20 µl, desentupidor vermelha, código de cor EU, 200 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto Acetato de celulose (CA)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Isento de látex sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 200
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 144000
Profundidade da caixa interna 140 mm
Largura da caixa interna 99 mm
Altura da caixa interna 117 mm
Profundidade da embalagem externa 513 mm
Largura da embalagem externa 293 mm
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem externa 0.021 cbm
Peso do produto 0.0009 kg
Peso da embalagem externa 2.53 kg
EAN da caixa interna 4038917310376
EAN da embalagem externa 4038917310369

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT