



Product Specification

Minivette® POCT EDTA K3, 50 µl, desentupidor vermelha, código de cor EU, 200 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	17.2113.050
Descrição do artigo	Minivette® POCT EDTA K3, volume nominal: 50 µl, preparo: K3 EDTA, vermelha, código de cor EU, 200 unid./pacote, 200 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K3 EDTA
Código de cor	EU
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	vermelha

Size

Volume nominal	50 µl
----------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Minivette® POCT EDTA K3, 50 µl, desentupidor vermelha, código de cor EU, 200 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto	Acetato de celulose (CA)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	144000
Profundidade da caixa interna	140 mm
Largura da caixa interna	99 mm
Altura da caixa interna	117 mm
Profundidade da embalagem externa	513 mm
Largura da embalagem externa	293 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.021 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	2.68 kg
EAN da caixa interna	4038917310406
EAN da embalagem externa	4038917310390

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT