




Product description

Order number	17.2113.201
Descrição do artigo	Minivette® POCT EDTA K3, volume nominal: 200 µl, preparo: K3 EDTA, violeta, código de cor ISO, 150 unid./pacote, 150 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K3 EDTA
Código de cor	ISO
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	violeta

Size

Volume nominal	200 µl
----------------	--------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Minivette® POCT EDTA K3, 200 µl, desentupidor
violeta, código de cor ISO, 150 unid./pacote**

Page 2

Material & colours

Material do produto	Acetato de celulose (CA)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	150
Unidades por caixa	1500
Unidades por palete	108000
Profundidade da caixa interna	140 mm
Largura da caixa interna	99 mm
Altura da caixa interna	117 mm
Profundidade da embalagem externa	513 mm
Largura da embalagem externa	293 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.021 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	2.36 kg
EAN da caixa interna	4038917362177
EAN da embalagem externa	4038917362160

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT