



Product description

Order number	19.447.001
Descrição do artigo	Capilar end-to-end, K2 EDTA, coleta de sangue capilar, preparo: K2 EDTA, volume nominal: 20 µl, Ø: 1,28 mm, vidro, 100 unid./lata

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K2 EDTA
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Volume de trabalho	20 µl

Size

Volume nominal	20 µl
Volume de sangue	20 µl
Diâmetro	1.28 mm
Comprimento do produto	29 mm

Material & colours

Material do produto	vidro
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	lata
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	50000
Unidades por palete	2400000
Profundidade da caixa interna	117 mm
Largura da caixa interna	50 mm
Altura da caixa interna	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Capilar end-to-end, K2 EDTA, 20 µl, Ø: 1,28 mm,
vidro**

Page 2

Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0001 kg
Peso da embalagem externa	8.65 kg
EAN da caixa interna	5706860174428
EAN da embalagem externa	5706860174435

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT