



Product description

Order number	20.1290.100
Descrição do artigo	Microvette® 200 Soro CAT, coleta de sangue capilar, preparo: Ativador de coagulação, volume nominal: 200 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa vermelha, fundo plano, recipiente interno: cônico, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	vermelha
Tampa	tampa
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	200 µl
Centrifugação recomendada	10000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Microvette® 200 Soro CAT, 200 µl, tampa vermelha, fundo plano

Page 2

Forma do recipiente interior cônico

Size

Volume nominal 200 µl
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento com tampa 47.6 mm
Comprimento sem tampa 46.6 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 121000
Profundidade da caixa interna 139 mm
Largura da caixa interna 108 mm
Altura da caixa interna 66 mm
Profundidade da embalagem 338 mm
externa
Largura da embalagem 228 mm
externa
Altura da embalagem externa 160 mm
Volume da embalagem 0.0123 cbm
externa
Peso do produto 0.0027 kg
Peso da embalagem externa 3.23 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microvette® 200 Soro CAT, 200 µl, tampa vermelha, fundo plano

Page 3

EAN da caixa interna 4038917127547
EAN da embalagem externa 4038917070416

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT