



### Product description

Order number	20.1331
Descrição do artigo	Microvette® APT 250 EDTA K2E, coleta de sangue capilar, preparo: K2 EDTA, K2E, volume nominal: 250 µl, Ø: 13 mm, com etiqueta de plástico, tampa vermelha, rolha, com membrana perfurável, fundo redondo, recipiente interno: cilíndrico, incl. tampa, não-estéreis, 50 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K2 EDTA
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/vermelha
Tampa	tampa de membrana
Tipo de fechamento	rolha
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	250 µl - 250 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, tampa vermelha, rolha, fundo redondo**

**Page 2**

Forma do recipiente interior cilíndrico

### Size

Volume nominal 250 µl

Diâmetro 13 mm

Comprimento sem tampa 75 mm

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Cor do produto transparente

Material de fechamento Polyethylene (PE)

Cor da tampa vermelha

### Purity & certification

Corresponde às exigências P 650, ADR

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE

Certificação CE CE

Padrão de pureza não-estéreis

Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 500

Tipo de embalagem interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 50

Unidades por caixa 500

Unidades por palete 32000

Profundidade da caixa interna 201 mm

Largura da caixa interna 128 mm

Altura da caixa interna 72 mm

Profundidade da embalagem 378 mm

externa

Largura da embalagem 268 mm

externa

Altura da embalagem externa 221 mm

Volume da embalagem 0.0224 cbm

externa

Peso do produto 0.0075 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, tampa vermelha, rolha, fundo redondo**

**Page 3**

Peso da embalagem externa 4.01 kg  
EAN da caixa interna 4038917524773  
EAN da embalagem externa 4038917524766

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**