



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 20.1341.102 |
| Descrição do artigo | Microvette® 500 EDTA K3, coleta de sangue capilar, preparo: K3 EDTA, volume nominal: 500 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa violeta, fundo plano, recipiente interno: cilíndrico, 100 unid./caixa de papelão |

Product characteristics

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de retirada | capilar |
| Tipo de preparo | K3 EDTA |
| Código de cor | ISO |
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | violeta |
| Tampa | tampa |
| Campo de aplicação | coleta de sangue capilar |
| Forma do fundo | fundo plano |
| Volume de trabalho | 325 µl - 500 µl |
| Forma do recipiente interior | cilíndrico |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|-----------------------|---------|
| Volume nominal | 500 µl |
| Diâmetro | 10.8 mm |
| Comprimento com tampa | 47.6 mm |
| Comprimento sem tampa | 46.6 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | violeta |

Purity & certification

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 242000 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 1000 |
| Unidades por palete | 121000 |
| Profundidade da caixa interna | 139 mm |
| Largura da caixa interna | 108 mm |
| Altura da caixa interna | 66 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 338 mm |
| Largura da embalagem externa | 228 mm |
| Altura da embalagem externa | 160 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0123 cbm |
| Peso do produto | 0.002 kg |
| Peso da embalagem externa | 2.47 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917355377 |
| EAN da embalagem externa | 4038917355360 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

