



**Product Specification**  
**Microvette® 500 Heparina de lítio LH, 500 µl,  
tampa laranja, fundo plano**

**Page 1**



### Product description

|                     |  |
|---------------------|--|
| Order number        | 20.1345  |
| Descrição do artigo | Microvette® 500 Heparina de lítio LH, coleta de sangue capilar, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 500 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa laranja, fundo plano, recipiente interno: cilíndrico, 100 unid./caixa de papelão |

### Product characteristics

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo de retirada          | capilar                  |
| Tipo de preparo           | Heparina de lítio        |
| Código de cor             | EU                       |
| Rótulo/impressão          | com impressão            |
| Cor impressão/rótulo      | laranja                  |
| Tampa                     | tampa                    |
| Campo de aplicação        | coleta de sangue capilar |
| Forma do fundo            | fundo plano              |
| Volume de trabalho        | 325 µl - 500 µl          |
| Centrifugação recomendada | 2000 x g                 |
| Tempo de centrifugação    | 5 Min                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Microvette® 500 Heparina de lítio LH, 500 µl,  
tampa laranja, fundo plano**

**Page 2**

Forma do recipiente interior cilíndrico

**Size**

Volume nominal 500 µl  
Diâmetro 10.8 mm  
Comprimento com tampa 47.6 mm  
Comprimento sem tampa 46.6 mm

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa laranja

**Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 121000  
Profundidade da caixa interna 139 mm  
Largura da caixa interna 108 mm  
Altura da caixa interna 66 mm  
Profundidade da embalagem externa 338 mm  
Largura da embalagem externa 228 mm  
Altura da embalagem externa 160 mm  
Volume da embalagem externa 0.0123 cbm  
Peso do produto 0.002 kg  
Peso da embalagem externa 2.49 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Microvette® 500 Heparina de lítio LH, 500 µl,**  
**tampa laranja, fundo plano**

**Page 3**

EAN da caixa interna            4038917086271  
EAN da embalagem externa    4038917004855

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**