



Product Specification
**Microvette® 500 Heparina de lítio LH, 500 µl,
tampa verde, fundo plano**

Page 1



Product description

Order number	20.1345.100
Descrição do artigo	Microvette® 500 Heparina de lítio LH, coleta de sangue capilar, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 500 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa verde, fundo plano, recipiente interno: cilíndrico, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	verde
Tampa	tampa
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	325 µl - 500 µl
Centrifugação recomendada	2000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
**Microvette® 500 Heparina de lítio LH, 500 µl,
tampa verde, fundo plano**

Page 2

Forma do recipiente interior cilíndrico

Size

Volume nominal 500 µl
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento com tampa 47.6 mm
Comprimento sem tampa 46.6 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa verde

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 121000
Profundidade da caixa interna 139 mm
Largura da caixa interna 108 mm
Altura da caixa interna 66 mm
Profundidade da embalagem externa 338 mm
Largura da embalagem externa 228 mm
Altura da embalagem externa 160 mm
Volume da embalagem externa 0.0123 cbm
Peso do produto 0.002 kg
Peso da embalagem externa 2.49 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Microvette® 500 Heparina de lítio LH, 500 µl,
tampa verde, fundo plano

Page 3

EAN da caixa interna 4038917127851
EAN da embalagem externa 4038917021432

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT