



Product description

Order number	20.2331.100
Descrição do artigo	Microvette® APT 250 EDTA K2E, coleta de sangue capilar, preparo: K2 EDTA, K2E, volume nominal: 250 µl, Ø: 13 mm, tampa violeta, rolha, com membrana perfurável, fundo redondo, recipiente interno: cilíndrico, incl. tampa, não-estéreis, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K2 EDTA
Código de cor	ISO
Cor impressão/rótulo	transparente/violeta
Tampa	tampa de membrana
Tipo de fechamento	rolha
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	250 µl - 250 µl
Forma do recipiente interior	cilíndrico

Size

Volume nominal	250 µl
Diâmetro	13 mm
Comprimento sem tampa	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	violeta

Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	não-estéreis
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalaje interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	32000
Profundidade da caixa interna	201 mm
Largura da caixa interna	128 mm
Altura da caixa interna	72 mm
Profundidade da embalagem externa	378 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	221 mm
Volume da embalagem externa	0.0224 cbm
Peso do produto	0.0075 kg
Peso da embalagem externa	4.01 kg
EAN da caixa interna	4038917946070
EAN da embalagem externa	4038917946087

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

