



Product description

Order number	41.1443.904
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra, 1.000 µl ESAT/20µl, coleta de sangue capilar, preparo: Solução hemolisante ESAT, incl. 20 µl capilar end-to-end, volume nominal: 20 µl, (CxØ) com tampa: 42 x 10,8 mm, tampa: amarela, tampa de pressão, fundo cônico com base plana, 2, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Solução hemolisante ESAT
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Exemplo de utilização	Determinação de glicose à partir sangue capilar
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	20 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	20 µl
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento com tampa	42 mm
Comprimento sem tampa	39 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	2.93 kg
EAN da caixa interna	4038917129237
EAN da embalagem externa	4038917075985

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

