




Product Specification

**Tubo de amostra, Solução hemolisante
SARSTEDT, 1.000 µl, tampa branca, (CxØ): 97 x
15,3 mm, com impressão**

Page 1



Product description

Order number	45.498.003
Descrição do artigo	Tubo de amostra, Determinação de glicose à partir sangue capilar, volume nominal: 1.000 µl, tampa branca, preparo: Solução hemolisante SARSTEDT, tampa de rosca, (CxØ): 97 x 15,3 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, com impressão, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Solução hemolisante SARSTEDT
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Exemplo de utilização	Determinação de glicose à partir sangue capilar
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado
Volume de trabalho	20 µl
Forma do recipiente interior	cônico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Tubo de amostra, Solução hemolisante
SARSTEDT, 1.000 µl, tampa branca, (CxØ): 97 x
15,3 mm, com impressão**

Page 2

Size

Volume nominal	1.000.00 µl
Diâmetro	15.3 mm
Comprimento do produto	97 mm
Comprimento com tampa	97 mm
Comprimento sem tampa	92 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	branca
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	32000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0061 kg
Peso da embalagem externa	3.44 kg
EAN da caixa interna	4038917273022

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Tubo de amostra, Solução hemolisante
SARSTEDT, 1.000 µl, tampa branca, (CxØ): 97 x
15,3 mm, com impressão**

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917273039

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT