



Product description

Order number	90.1091
Descrição do artigo	Rack VHS, adequado para Microvette® , 10 locais de medição

Product characteristics

Indicado para	Microvette®
Quantidade de locais de medição	10

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	8
Unidades por palete	160
Profundidade da embalagem externa	263 mm
Largura da embalagem externa	98 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0.0086 cbm
Peso do produto	0.2505 kg
Peso da embalagem externa	5.1 kg
EAN da caixa interna	4038917085311
EAN da embalagem externa	4038917004015

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

