



### **Product description**

Order number 14.1513.001  
Descrição do artigo Tampa de codificação, para S-Monovette® , azul, 100 unid./pacote

### **Product characteristics**

Indicado para S-Monovette®

### **Size**

Comprimento do produto 13 mm

### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Cor do produto azul

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	324000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	0.47 kg
EAN da caixa interna	4038917129640
EAN da embalagem externa	4038917079501

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

