



Product description

Order number	14.1513.008
Descrição do artigo	Tampa de codificação, para S-Monovette [®] , cinza, 100 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para	S-Monovette [®]
---------------	--------------------------

Size

Comprimento do produto	13 mm
------------------------	-------

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	cinza

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	324000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	0.47 kg
EAN da caixa interna	4038917269902
EAN da embalagem externa	4038917269896

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

