



Product description

Order number 53.1030
Descrição do artigo Êmbolo de pressão, translúcido, para Seraplas® V filtro,
200 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para Seraplas® V filtro

Size

Comprimento do produto 89 mm

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto translúcido

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0013 kg
Peso da embalagem externa	3.12 kg
EAN da caixa interna	4038917085076
EAN da embalagem externa	4038917003773

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

