



Product Specification

Filtro de válvula Seraplas® , verde, para separação de soro/plasma do coágulo de sangue após centrifugação

Page 1



Product description

Order number	53.420
Descrição do artigo	Filtro de válvula Seraplas® , V16, verde, para separação de soro/plasma do coágulo de sangue após centrifugação, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Indicado para	separação de soro/plasma do coágulo de sangue após centrifugação

Size

Comprimento do produto	92 mm
------------------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Filtro de válvula Seraplas® , verde, para
separação de soro/plasma do coágulo de sangue
após centrifugação**

Page 2

Material & colours

Material do produto Polietileno (PE)
Cor do produto verde

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Ficha de dados de segurança não
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 54000
Profundidade da caixa interna 156 mm
Largura da caixa interna 99 mm
Altura da caixa interna 130 mm
Profundidade da embalagem 513 mm
externa
Largura da embalagem 328 mm
externa
Altura da embalagem externa 150 mm
Volume da embalagem 0.0252 cbm
externa
Peso do produto 0.0023 kg
Peso da embalagem externa 2.98 kg
EAN da caixa interna 4038917081498
EAN da embalagem externa 4038917000581

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT