




Product Specification

Filtro de válvula Seraplas® , branca, para separação de soro/plasma do coágulo de sangue após centrifugação

Page 1



Product description

Order number	53.677
Descrição do artigo	Filtro de válvula Seraplas® , V11, branca, para separação de soro/plasma do coágulo de sangue após centrifugação, 500 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Indicado para	separação de soro/plasma do coágulo de sangue após centrifugação

Size

Comprimento do produto	92 mm
------------------------	-------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Filtro de válvula Seraplas® , branca, para
separação de soro/plasma do coágulo de sangue
após centrifugação**

Page 2

Material & colours

Material do produto Polietileno (PE)
Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Ficha de dados de segurança não
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 120000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 415 mm
Volume da embalagem 0.0657 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 8.5 kg
EAN da caixa interna 4038917083317
EAN da embalagem externa 4038917002257

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT