



### **Product description**

Order number	55.1577.002
Descrição do artigo	Tubo de suporte, (CxØ): 60 x 11,5 mm, material: PP, marrom, 250 unid./pacote

### **Product characteristics**

Proteção contra a luz	sim
Indicado para	Multivette®
Forma do fundo	fundo plano

### **Size**

Diâmetro	11.5 mm
Comprimento do produto	60 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	78000
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	323 mm
Altura da embalagem externa	130 mm
Volume da embalagem externa	0.018 cbm
Peso do produto	0.0013 kg
Peso da embalagem externa	1.7 kg
EAN da caixa interna	4038917131032
EAN da embalagem externa	4038917023597

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

