



### Product description

Order number	55.525.003
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, adequado para Microvette® e microrrecipientes de amostra com tampa de rosca, 250 unid./pacote

### Product characteristics

Indicado para	Microvette® e microrrecipientes de amostra com tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml

### Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 250  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 72000  
Profundidade da embalagem externa 398 mm  
Largura da embalagem externa 398 mm  
Altura da embalagem externa 265 mm  
Volume da embalagem externa 0.042 cbm  
Peso do produto 0.0026 kg  
Peso da embalagem externa 5.7 kg  
EAN da caixa interna 4038917109154  
EAN da embalagem externa 4038917012362

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

