



## Product Specification

**Tubo de fundo falso, 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm,  
fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, sem  
tampa, 100 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number	60.611.010
Descrição do artigo	Tubo de fundo falso, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, transparente, material: PP, sem tampa, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

### Product characteristics

Graduação	não
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo plano
Volume de trabalho	5 ml

### Size

Diâmetro	15.3 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Tubo de fundo falso, 5 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm,  
fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, sem  
tampa, 100 unid./pacote**

**Page 2**

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 36000  
Profundidade da embalagem externa 398 mm  
Largura da embalagem externa 398 mm  
Altura da embalagem externa 300 mm  
Volume da embalagem externa 0.0475 cbm  
Peso do produto 0.004 kg  
Peso da embalagem externa 4.68 kg  
EAN da caixa interna 4038917114820  
EAN da embalagem externa 4038917014427

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**