



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	62.613
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, transparente, material: PP, com escala, tampa montada, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo plano
Volume de trabalho	3,5 ml

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 20000
Profundidade da embalagem externa 413 mm
Largura da embalagem externa 200 mm
Altura da embalagem externa 464 mm
Volume da embalagem externa 0.0383 cbm
Peso do produto 0.0033 kg
Peso da embalagem externa 4.34 kg
EAN da caixa interna 4038917082891
EAN da embalagem externa 4038917079136

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT