




## Product Specification

Tampas de arquivamento, azul claro, adequado para S-Monovette<sup>®</sup>, tubos de Ø 13-16 mm

Page 1



### Product description

Order number	65.647.020
Descrição do artigo	Tampas de arquivamento, com filtro, azul claro, adequado para S-Monovette <sup>®</sup> , tubos de Ø 13-16 mm, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Indicado para	S-Monovette <sup>®</sup> , tubos de Ø 13-16 mm
Filtro	sim

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	azul claro
Cor da tampa	azul claro

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	210000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	5.37 kg
EAN da caixa interna	4038917250085
EAN da embalagem externa	4038917250078

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

