



Product description

Order number	65.647.320
Descrição do artigo	com filtro, azul claro, adequado para S-Monovette® , tubos de Ø 13-16 mm, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para	S-Monovette® , tubos de Ø 13-16 mm
Filtro	sim

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	azul claro

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	210000
Profundidade da embalagem externa	378 mm
Largura da embalagem externa	250 mm
Altura da embalagem externa	388 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso da embalagem externa	5.37 kg
EAN da caixa interna	4038917988278
EAN da embalagem externa	4038917988285

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

