



Product description

Order number	95.1006
Descrição do artigo	Garrote venoso descartável tournistrip® , material: material especial composto de papel e plástico, Isento de látex, 200 unid./dador

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
--------------------	-------------------------

Material & colours

Material do produto	material especial composto de papel e plástico
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalaje interior	dador
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	4800
Unidades por palete	201600
Profundidade da caixa interna	181 mm
Largura da caixa interna	36 mm
Altura da caixa interna	181 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	235 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0023 kg
Peso da embalagem externa	12.43 kg
EAN da caixa interna	5060728810157
EAN da embalagem externa	5060728810164

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

