



Product description

Order number 95.1007.001
Descrição do artigo Garrote venoso, material: PL, Isento de látex, 1 unid./pacote

Product characteristics

Cor impressão/rótulo branca
Campo de aplicação coleta de sangue venoso

Material & colours

Material do produto poliéster (PL)
Cor do produto vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Isento de látex sim
Em lotes não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	12800
Profundidade da embalagem externa	330 mm
Largura da embalagem externa	330 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0.024 cbm
Peso do produto	0.0306 kg
Peso da embalagem externa	6.86 kg
EAN da caixa interna	4260150884707
EAN da embalagem externa	4260150884806

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

