



Product description

Order number	95.1008
Descrição do artigo	Garrote de um paciente, material: polímero, Isento de látex, 25 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
--------------------	-------------------------

Material & colours

Material do produto	polímero
Cor do produto	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	25
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	8000
Profundidade da embalagem externa	390 mm
Largura da embalagem externa	230 mm
Altura da embalagem externa	560 mm
Volume da embalagem externa	0.0502 cbm
Peso do produto	0.0087 kg
Peso da embalagem externa	5.2 kg
EAN da caixa interna	5060728810201
EAN da embalagem externa	5060728810218

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

