



Product description

Order number	14.1205.100
Descrição do artigo	Multiadaptador, Luer-Lock, conexão: Luer-Lock, para S-Monovette®, 1 unid./blister, 100 unid./caixa de papelão, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas

Product characteristics

Versão	Luer-Lock
Indicado para	S-Monovette®
Conexão	Luer-Lock

Size

Comprimento do produto	47 mm
------------------------	-------

Material & colours

Material do produto	Polietileno (PE)/acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS)
Cor do produto	translúcido

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	80000
Profundidade da caixa interna	268 mm
Largura da caixa interna	81 mm
Altura da caixa interna	71 mm
Profundidade da embalagem externa	373 mm
Largura da embalagem externa	178 mm
Altura da embalagem externa	287 mm
Volume da embalagem externa	0.0191 cbm
Peso do produto	0.0021 kg
Peso da embalagem externa	3.11 kg
EAN da caixa interna	4038917126700
EAN da embalagem externa	4038917020817

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

