



Product description

Order number	14.1207
Descrição do artigo	Adaptador para hemocultura LongNeck, para gargalos estreitos, tampa de rosca com membrana montada, conexão: frasco de cultura de sangue, para utilização com cânula (Safety-)Multifly® , 1 unid./blister, 50 unid./caixa de papelão, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas

Product characteristics

Versão	tampa de rosca com membrana montada
Indicado para	utilização com cânula (Safety-)Multifly®
Conexão	frasco de cultura de sangue

Size

Diâmetro da abertura	19 mm
Comprimento do produto	74 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Adaptador para hemocultura LongNeck, para gargalos estreitos, tampa de rosca com membrana montada

Page 2

Material & colours

Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 250
Unidades por palete 9000
Profundidade da embalagem externa 578 mm
Largura da embalagem externa 368 mm
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem externa 0.0415 cbm
Peso do produto 0.0041 kg
Peso da embalagem externa 2.14 kg
EAN da caixa interna 4038917364188
EAN da embalagem externa 4038917364171

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT