



Product description

Order number	14.1209
Descrição do artigo	Adaptador universal de hemocultura, para gargalos largos e estreitos, adaptador de membrana montada, conexão: frasco de cultura de sangue, para utilização com cânula (Safety-)Multifly®, 1 unid./blister, 20 unid./caixa de papelão, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas

Product characteristics

Versão	adaptador de membrana montada
Indicado para	utilização com cânula (Safety-)Multifly®
Conexão	frasco de cultura de sangue

Size

Diâmetro da abertura	38 mm
Comprimento do produto	84 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Adaptador universal de hemocultura, para gargalos largos e estreitos, adaptador de membrana montada

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	3600
Profundidade da embalagem externa	578 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0415 cbm
Peso do produto	0.0079 kg
Peso da embalagem externa	1.94 kg
EAN da caixa interna	4038917354776
EAN da embalagem externa	4038917354769

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT