




### Product description

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 85.1372                                                                                                                                                              |
| Descrição do artigo | Agulha S-Monovette® , cânula (ØxC): 20G x 1", cor de codificação: amarela, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênicos/endotoxinas, 100 unid./caixa de papelão |

### Product characteristics

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Cor de codificação | amarela                     |
| Produto Safety     | não                         |
| Conexão            | tampa de rosca com membrana |

### Size

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Diâmetro da cânula (externo) | 20 G / 0,9 mm |
| Comprimento da cânula        | 25.4 mm       |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Categoria do produto | Produto médico                              |
| Certificação CE      | CE 0124 (DEKRA)                             |
| Padrão de pureza     | estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas |
| Esterilização        | Radiação gama                               |
| Isenção de pirogênio | sim                                         |
| Em lotes             | sim                                         |

### **Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1000          |
| Tipo de embalagem interior        | blister       |
| Unidades por caixa interna        | 100           |
| Unidades por caixa                | 1000          |
| Unidades por palete               | 78000         |
| Profundidade da caixa interna     | 268 mm        |
| Largura da caixa interna          | 111 mm        |
| Altura da caixa interna           | 71 mm         |
| Profundidade da embalagem externa | 373 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 233 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 290 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0252 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0018 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 2.93 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917086370 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917004923 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

