



Product description

Order number	85.1440
Descrição do artigo	Agulha S-Monovette® , cânula (ØxC): 22G x 1 1/2", cor de codificação: preta, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Cor de codificação	preta
Produto Safety	não
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Diâmetro da cânula (externo)	22 G / 0,7 mm
Comprimento da cânula	38 mm

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



