




Product Specification

**Agulha de Safety-Multifly® , 23G x 3/4", azul,
comprimento do tubo flexível: 200 mm, 1
unid./blister**

Page 1



Product description

Order number

85.1640.935

Descrição do artigo

Agulha de Safety-Multifly® , cânula (ØxC): 23G x 3/4", cor de codificação: azul, comprimento do tubo flexível: 200 mm, com Suporte de cânula montado, isento de DEHP, 1 unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas, 25 unid./caixa de papelão

Número PZN

6797488

Product characteristics

Versão

Suporte de cânula montado

Cor de codificação

azul

Produto Safety

sim

Conexão

tampa de rosca com membrana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Agulha de Safety-Multifly® , 23G x 3/4", azul,
comprimento do tubo flexível: 200 mm, 1
unid./blister

Page 2

Size

Diâmetro da cânula (externo)	23 G
Diâmetro do tubo flexível	2.3 mm
Comprimento da cânula	19 mm
Comprimento do tubo flexível	200 mm

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Amaciador	isento de DEHP
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	533 mm
Largura da embalagem externa	263 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0196 cbm
Peso do produto	0.0052 kg
Peso da embalagem externa	1.38 kg
EAN da caixa interna	4038917423410
EAN da embalagem externa	4038917423403

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

