




Product Specification

S-Monovette® Soro CAT, 7,5 ml, tampa branca, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Page 1



Product description

Order number	01.1601.088
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro CAT, preparo: Ativador de coagulação, 7,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos 005, rótulo/impressão: branca/preta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branca/preta
Graduação	marcação nominal

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Page 2

S-Monovette® Soro CAT, 7,5 ml, tampa branca, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos

Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	7.5 ml
Diâmetro externo do fecho	18 mm
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	108 mm
Comprimento sem tampa	92 mm
Comprimento com tampa e barra	129 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Page 3

**S-Monovette® Soro CAT, 7,5 ml, tampa branca,
(CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico
pré-codificado, Pré-código de barras com
intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e
prefixo de 3 dígitos**

Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	32000
Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	134 mm
Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	440 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	144 mm
Volume da embalagem externa	0.0253 cbm
Peso do produto	0.0084 kg
Peso da embalagem externa	5.02 kg
EAN da caixa interna	4038917949200
EAN da embalagem externa	4038917949217

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT