



Product Specification

S-Monovette® Soro com Gel CAT, 7,5 ml, tampa marrom, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 01.1602 |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Soro com Gel CAT, preparo: ativador de coagulação/gel, 7,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa marrom, código de cor EU/ISO, (CxØ) sem tampa: 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril |

Product characteristics

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada | venoso |
| Tipo de preparo | ativador de coagulação/gel |
| Código de cor | EU/ISO |
| Rótulo/impressão | com etiqueta de plástico |
| Cor impressão/rótulo | transparente/marrom |
| Graduação | marcação nominal |
| Tampa | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Centrifugação recomendada | 2500 x g |
| Temperatura de centrifugação | 20 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Soro com Gel CAT, 7,5 ml, tampa marrom, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Page 2

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tempo de centrifugação | 10 Min |
| Hermético | sim |
| Conexão | tampa de rosca com membrana |

Size

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 7.5 ml |
| Diâmetro externo do fecho | 18 mm |
| Diâmetro | 15 mm |
| Comprimento com tampa | 108 mm |
| Comprimento sem tampa | 92 mm |
| Comprimento com tampa e barra | 129 mm |

Material & colours

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | marrom |
| Material da membrana | borracha |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |
| Material do êmbolo | Poliétileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS) |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR |
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 50 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 24000 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Soro com Gel CAT, 7,5 ml, tampa marrom, (CxØ): 92 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Page 3

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Profundidade da caixa interna | 189 mm |
| Largura da caixa interna | 134 mm |
| Altura da caixa interna | 82 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 440 mm |
| Largura da embalagem externa | 400 mm |
| Altura da embalagem externa | 144 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0253 cbm |
| Peso do produto | 0.0088 kg |
| Peso da embalagem externa | 5.22 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917087209 |
| EAN da embalagem externa | 4038917005678 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT