



## Product Specification

**S-Monovette® EDTA K3, 9 ml, tampa violeta,  
(CxØ): 92 x 16 mm, com etiqueta de papel**

**Page 1**



### Product description

Order number	02.1066.100
Descrição do artigo	S-Monovette® EDTA K3, K3E, preparo: K3 EDTA, 9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa violeta, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 92 x 16 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: violeta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	K3 EDTA
Concentração do preparo	1,6 mg/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	violeta
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Temperatura de centrifugação	20
Hermético	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® EDTA K3, 9 ml, tampa violeta,  
(CxØ): 92 x 16 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

Conexão tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal	9 ml
Diâmetro externo do fecho	19 mm
Diâmetro	16 mm
Comprimento com tampa	108 mm
Comprimento sem tampa	92 mm
Comprimento com tampa e barra	129 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	violeta
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	24000
Profundidade da caixa interna	204 mm
Largura da caixa interna	134 mm
Altura da caixa interna	88 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® EDTA K3, 9 ml, tampa violeta,  
(CxØ): 92 x 16 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

Profundidade da embalagem externa	648 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0295 cbm
Peso do produto	0.0079 kg
Peso da embalagem externa	4.88 kg
EAN da caixa interna	4038917350334
EAN da embalagem externa	4038917350327

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**