



Product Specification

S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,7 ml, tampa marrom, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Page 1



Product description

Order number	03.1524
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro com Gel CAT, preparo: ativador de coagulação/gel, 4,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa marrom, código de cor EU/ISO, (CxØ) sem tampa: 75 x 15 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/marrom
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,7 ml, tampa marrom, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Page 2

Hermético sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal 4.7 ml
Diâmetro externo do fecho 18 mm
Diâmetro 15 mm
Comprimento com tampa 91 mm
Comprimento sem tampa 75 mm
Comprimento com tampa e barra 112 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa marrom
Material da membrana borracha
Material do tubo Polipropileno (PP)
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 26000
Profundidade da caixa interna 189 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,7 ml, tampa marrom, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de plástico

Page 3

Largura da caixa interna	117 mm
Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	440 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	129 mm
Volume da embalagem externa	0.0227 cbm
Peso do produto	0.0074 kg
Peso da embalagem externa	4.52 kg
EAN da caixa interna	4038917086868
EAN da embalagem externa	4038917005395

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT