




## Product Specification

**S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,7 ml, tampa marrom, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel**

Page 1



### Product description

Order number	03.1524.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro com Gel CAT, preparo: ativador de coagulação/gel, 4,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa marrom, código de cor EU/ISO, (CxØ) sem tampa: 75 x 15 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	marrom
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,7 ml, tampa marrom, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

Hermético sim  
Conexão tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal 4.7 ml  
Diâmetro externo do fecho 18 mm  
Diâmetro 15 mm  
Comprimento com tampa 91 mm  
Comprimento sem tampa 75 mm  
Comprimento com tampa e barra 112 mm

### Material & colours

Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa marrom  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 26000  
Profundidade da caixa interna 189 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,7 ml, tampa marrom, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

Largura da caixa interna	117 mm
Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	440 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	129 mm
Volume da embalagem externa	0.0227 cbm
Peso do produto	0.0075 kg
Peso da embalagem externa	4.54 kg
EAN da caixa interna	4038917129701
EAN da embalagem externa	4038917022392

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**