




Product Specification

S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, 5,5 ml, tampa amarela, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel

Page 1



Product description

Order number	03.1626.001
Descrição do artigo	S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, preparo: Fluoreto + EDTA, 5,5 ml, tampa de rosca com membrana, tampa amarela, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 15 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: amarela/preta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Fluoreto + EDTA
Concentração do preparo	1,0 mg/ml sangue + 1,2 mg/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	amarela/preta
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, 5,5 ml, tampa amarela, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel

Page 2

Tempo de centrifugação	9 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	5.5 ml
Diâmetro externo do fecho	18 mm
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Poliétileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	34000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Fluoreto/EDTA FE, 5,5 ml, tampa amarela, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel

Page 3

Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	117 mm
Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	440 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	129 mm
Volume da embalagem externa	0.0227 cbm
Peso do produto	0.0064 kg
Peso da embalagem externa	4.01 kg
EAN da caixa interna	4038917132138
EAN da embalagem externa	4038917024259

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT