




## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 4,7 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel**

Page 1



### Product description

Order number	03.1631.100
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, preparo: Heparina de lítio gel, 4,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 75 x 15 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: verde, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio gel
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 4,7 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	15 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal	4.7 ml
Diâmetro externo do fecho	18 mm
Diâmetro	15 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 4,7 ml,  
tampa verde, (CxØ): 75 x 15 mm, com etiqueta de  
papel**

**Page 3**

Unidades por palete	26000
Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	117 mm
Altura da caixa interna	82 mm
Profundidade da embalagem externa	440 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	129 mm
Volume da embalagem externa	0.0227 cbm
Peso do produto	0.0075 kg
Peso da embalagem externa	4.54 kg
EAN da caixa interna	4038917132213
EAN da embalagem externa	4038917024327

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**