



Product Specification

S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8% tampão, 3,8 ml, tampa azul claro, (CxØ): 65 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 1



Product description

Order number	04.1910.001
Descrição do artigo	S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8% tampão, preparo: Solução tampão de citrato tri-sódico/ácido cítrico, 3,8 ml, tampa de rosca com membrana, tampa azul claro, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 65 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: azul claro, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Solução tampão de citrato tri-sódico/ácido cítrico
Concentração do preparo	0,129 mol/l pH 5,5
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	azul claro
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8%
tampão, 3,8 ml, tampa azul claro, (CxØ): 65 x 13
mm, com etiqueta de papel**

Page 2

Hermético sim
Conexão tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal 3.8 ml
Diâmetro externo do fecho 16 mm
Diâmetro 13 mm
Comprimento com tampa 81 mm
Comprimento sem tampa 65 mm
Comprimento com tampa e barra 102 mm

Material & colours

Cor do produto transparente
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa azul claro
Material da membrana borracha
Material do tubo Polipropileno (PP)
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 42000
Profundidade da caixa interna 171 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**S-Monovette® PFA, Citrato 9NC 0.129 mol/l 3,8%
tampão, 3,8 ml, tampa azul claro, (CxØ): 65 x 13
mm, com etiqueta de papel**

Page 3

Largura da caixa interna	105 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0174 cbm
Peso do produto	0.0045 kg
Peso da embalagem externa	2.97 kg
EAN da caixa interna	4038917134316
EAN da embalagem externa	4038917025638

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT