



## Product Specification

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 4,3 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

Page 1



### Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 04.1922.001   |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparo: Citrato, 9NC, 4,3 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: verde, 50 unid./caixa de papelão, estéril |

### Product characteristics

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada          | venoso                      |
| Tipo de preparo           | Citrato, 9NC                |
| Concentração do preparo   | 0,106 mol/l                 |
| Código de cor             | EU                          |
| Rótulo/impressão          | com etiqueta de papel       |
| Cor impressão/rótulo      | verde                       |
| Graduação                 | marcação nominal            |
| Tampa                     | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento        | tampa de rosca              |
| Centrifugação recomendada | 1800 x g                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 4,3 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de centrifugação | 20                          |
| Tempo de centrifugação       | 10 Min                      |
| Hermético                    | sim                         |
| Conexão                      | tampa de rosca com membrana |

### Size

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 4.3 ml |
| Diâmetro externo do fecho     | 16 mm  |
| Diâmetro                      | 13 mm  |
| Comprimento com tampa         | 91 mm  |
| Comprimento sem tampa         | 75 mm  |
| Comprimento com tampa e barra | 112 mm |

### Material & colours

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto              | transparente                          |
| Material de fechamento      | High Density Polyethylene (HD-PE)     |
| Cor da tampa                | verde                                 |
| Material da membrana        | borracha                              |
| Material do tubo            | Polipropileno (PP)                    |
| Material do êmbolo          | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS)                     |

### Purity & certification

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR                |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Padrão de pureza          | estéril                  |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons   |
| Em lotes                  | sim                      |

### Packaging

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 50               |
| Tipo de embalagem interior  | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna  | 50               |
| Unidades por caixa          | 500              |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 4,3 ml, tampa verde, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Unidades por palete               | 39000         |
| Profundidade da caixa interna     | 171 mm        |
| Largura da caixa interna          | 116 mm        |
| Altura da caixa interna           | 73 mm         |
| Profundidade da embalagem externa | 388 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 358 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 135 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0188 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.005 kg      |
| Peso da embalagem externa         | 3.26 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917134385 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917073745 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**