




Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 2,7 ml,
tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta
de plástico**

Page 1



Product description

Order number	04.1928
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, preparo: Heparina de lítio gel, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio gel
Concentração do preparo	25 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/marrom
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 2,7 ml,
tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta
de plástico**

Page 2

Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	15 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	2.7 ml
Diâmetro externo do fecho	16 mm
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**S-Monovette® Heparina de lítio gel LH, 2,7 ml,
tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta
de plástico**

Page 3

Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	116 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0051 kg
Peso da embalagem externa	3.29 kg
EAN da caixa interna	4038917244114
EAN da embalagem externa	4038917244107

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT