



## Product Specification

Page 1

**S-Monovette® Heparina de lítio LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos**



### Product description

Order number	04.1929.088
Descrição do artigo	S-Monovette® Heparina de lítio LH, preparo: Heparina de lítio, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa laranja, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos 024, rótulo/impressão: branca/laranja, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Concentração do preparo	16 UI/ml sangue
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branca/laranja

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

Page 2

**S-Monovette® Heparina de lítio LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos**

Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal	2.7 ml
Diâmetro externo do fecho	16 mm
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	91 mm
Comprimento sem tampa	75 mm
Comprimento com tampa e barra	112 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	laranja
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

Page 3

**S-Monovette® Heparina de lítio LH, 2,7 ml, tampa laranja, (CxØ): 75 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos**

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	39000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	116 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0045 kg
Peso da embalagem externa	3 kg
EAN da caixa interna	4038917949972
EAN da embalagem externa	4038917949989

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**