



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5,4 ml, tampa azul, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 1

Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 04.1930.100 |
| Descrição do artigo | S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparo: Citrato, 9NC, 5,4 ml, tampa de rosca com membrana, tampa azul, código de cor ISO, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: azul, 50 unid./caixa de papelão, estéril |

Product characteristics

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de retirada | venoso |
| Tipo de preparo | Citrato, 9NC |
| Concentração do preparo | 0,106 mol/l |
| Código de cor | ISO |
| Rótulo/impressão | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo | azul |
| Graduação | marcação nominal |
| Tampa | tampa de rosca com membrana |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Centrifugação recomendada | 1800 x g |
| Temperatura de centrifugação | 20 |
| Tempo de centrifugação | 10 Min |
| Hermético | sim |
| Conexão | tampa de rosca com membrana |

Size

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 5.4 ml |
| Diâmetro externo do fecho | 13 mm |
| Diâmetro | 13 mm |
| Comprimento com tampa | 106 mm |
| Comprimento sem tampa | 90 mm |
| Comprimento com tampa e barra | 127 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5,4 ml, tampa azul, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 2

Material & colours

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | azul |
| Material da membrana | borracha |
| Material do tubo | Polipropileno (PP) |
| Material do êmbolo | Polietileno de alta densidade (HD-PE) |
| Material da haste do êmbolo | Poliestireno (PS) |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA, ADR |
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 50 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 36000 |
| Profundidade da caixa interna | 171 mm |
| Largura da caixa interna | 130 mm |
| Altura da caixa interna | 73 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 388 mm |
| Largura da embalagem externa | 358 mm |
| Altura da embalagem externa | 150 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0208 cbm |
| Peso do produto | 0.0054 kg |
| Peso da embalagem externa | 3.46 kg |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5,4 ml, tampa azul, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de papel

Page 3

EAN da caixa interna 4038917964630
EAN da embalagem externa 4038917964647

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT