




## Product Specification

**S-Monovette® Soro CAT, 4,9 ml, tampa branca, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos**

Page 1



### Product description

Order number	04.1934.088
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro CAT, preparo: Ativador de coagulação, 4,9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa branca, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos 001, rótulo/impressão: branca/preta, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Ativador de coagulação
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico pré-codificado
Cor impressão/rótulo	branca/preta
Graduação	marcação nominal

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Soro CAT, 4,9 ml, tampa branca, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico pré-codificado, Pré-código de barras com intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e prefixo de 3 dígitos**

Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal	4.9 ml
Diâmetro externo do fecho	13 mm
Diâmetro	13 mm
Comprimento com tampa	106 mm
Comprimento sem tampa	90 mm
Comprimento com tampa e barra	127 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**S-Monovette® Soro CAT, 4,9 ml, tampa branca,  
(CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico  
pré-codificado, Pré-código de barras com  
intervalo de número exclusivo de 8 dígitos e  
prefixo de 3 dígitos**

**Page 3**

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	20000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Profundidade da caixa interna	171 mm
Largura da caixa interna	130 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0208 cbm
Peso do produto	0.0054 kg
Peso da embalagem externa	3.44 kg
EAN da caixa interna	4038917932943
EAN da embalagem externa	4038917932950

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**