



## Product Specification

**S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,9 ml, tampa marrom, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Page 1**



### Product description

Order number	04.1935
Descrição do artigo	S-Monovette® Soro com Gel CAT, preparo: ativador de coagulação/gel, 4,9 ml, tampa de rosca com membrana, tampa marrom, código de cor EU/ISO, (CxØ) sem tampa: 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/marrom, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/marrom
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	2500 x g
Tempo de centrifugação	10 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,9 ml, tampa marrom, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

Page 2

Hermético sim  
Conexão tampa de rosca com membrana

### Size

Volume nominal 4.9 ml  
Diâmetro externo do fecho 16 mm  
Diâmetro 13 mm  
Comprimento com tampa 106 mm  
Comprimento sem tampa 90 mm  
Comprimento com tampa e barra 127 mm

### Material & colours

Cor do produto transparente  
Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)  
Cor da tampa marrom  
Material da membrana borracha  
Material do tubo Polipropileno (PP)  
Material do êmbolo Polietileno de alta densidade (HD-PE)  
Material da haste do êmbolo Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 50  
Unidades por caixa 500  
Unidades por palete 36000  
Profundidade da caixa interna 171 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® Soro com Gel CAT, 4,9 ml, tampa marrom, (CxØ): 90 x 13 mm, com etiqueta de plástico**

**Page 3**

Largura da caixa interna	130 mm
Altura da caixa interna	73 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0208 cbm
Peso do produto	0.0057 kg
Peso da embalagem externa	3.62 kg
EAN da caixa interna	4038917088077
EAN da embalagem externa	4038917006217

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**