



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml, tampa verde, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico

Page 1



Product description

Order number	05.1165
Descrição do artigo	S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparo: Citrato, 9NC, 3 ml, tampa de rosca com membrana, tampa verde, código de cor EU, (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: transparente/verde, 50 unid./caixa de papelão, estéril

Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Citrato, 9NC
Concentração do preparo	0,106 mol/l
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/verde
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Centrifugação recomendada	1800 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml, tampa verde, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico

Page 2

Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	10 Min
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

Size

Volume nominal	3 ml
Diâmetro externo do fecho	13 mm
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	103 mm

Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 3 ml, tampa verde, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de plástico

Page 3

Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	145 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0126 cbm
Peso do produto	0.0041 kg
Peso da embalagem externa	2.6 kg
EAN da caixa interna	4038917085540
EAN da embalagem externa	4038917004183

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT