



## Product Specification

**S-Monovette® ThromboExact, 2,7 ml, tampa vermelho-escuro, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de papel**

Page 1



### Product description

Order number	05.1168.001
Descrição do artigo	S-Monovette® ThromboExact, preparo: Composto Mg2+, 2,7 ml, tampa de rosca com membrana, tampa vermelho-escuro, (CxØ) sem tampa: 66 x 11 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: vermelho-escuro, 50 unid./caixa de papelão, estéril

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Composto Mg2+
Concentração do preparo	0,82 mg/ml sangue
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	vermelho-escuro
Graduação	marcação nominal
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Hermético	sim
Conexão	tampa de rosca com membrana

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® ThromboExact, 2,7 ml, tampa vermelho-escuro, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de papel**

Page 2

### Size

Volume nominal	2.7 ml
Diâmetro externo do fecho	13 mm
Diâmetro	11 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm
Comprimento com tampa e barra	103 mm

### Material & colours

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelho-escuro
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	50
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	145 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	63 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**S-Monovette® ThromboExact, 2,7 ml, tampa vermelho-escuro, (CxØ): 66 x 11 mm, com etiqueta de papel**

**Page 3**

Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0126 cbm
Peso do produto	0.0039 kg
Peso da embalagem externa	2.48 kg
EAN da caixa interna	4038917159906
EAN da embalagem externa	4038917159890

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**